

Amabilia Pro Hybrid+ Handskar – Gul



CE 2777



Det innovativa hybridmaterialet är en patenterad mix av vinyl och elastomer (motsvarande nitril) som kombinerar båda materialens unika fördelar. Elasticitet och taktil känslighet är väldigt lik traditionell nitril, och slitstyrka och hållbarhet är betydligt högre än för vanlig vinyl. Mycket god passform. Både medicinskt säkerhetsklassade för skydd mot bakterier, virus, mikroorganismer och olika kemikalier, samt godkända för livsmedelshandtering, inklusive syra, alkali och olja.

Specifikationer: AQL 1.5, Medical Grade, Food Grade, ambidexter, puderfria, latexfria, silikonfria, ftalatfria

Standarder:

- EN 374-1,2,3,4,5
- EN 455-1,2,3,4
- EN 16523-1:2015+A1:2018
- EN 21420:2020
- EN 1186 / EN 13130 / DIN 10955
- EN ISO 6401 / EN ISO 14389
- EN ISO 16604
- ASTM D412/D5151/D5250/D7160
- PPE Reg. (EU) 2016/425, Cat III
- MDR Reg. (EU) 2017/745, Class I
- FOOD Regulation (EU) 10/2011
- REACH (EU) 1907/2006

Ackrediteringar:

- ISO 13485
- ISO 9001

Material: Vinyl/Elastomer-hybrid

Färg: Gul

Krage: Rullad kant

Storlekar: S-XL (7-10)

Tjocklek, finger: 0,10 mm

Tjocklek, handflata: 0,08 mm

Tjocklek, krage: 0,06 mm

Vikt (stl M): 4,5 g

Längd (stl M): \geq 240 mm

Bredd (stl M): 95 \pm 5 mm

Artikelnr:

- PGL202052 (S)
- PGL202053 (M)
- PGL202054 (L)
- PGL202055 (XL)

Packinfo:

- 100 st/förp
- 10 förp/kartong (1 000 st)
- 800 förp/pall (80 000 st)
- 15 000 förp/20GP container
- 32 000 förp/40GP container
- 35 000 förp/40HQ container

Kartong, mått: 32x26x25 cm

Kartong, vikt: 5,0-6,5 kg

Hållbarhet: 5 år

EAN:

- 7350146670241 (S)
- 7350146670258 (M)
- 7350146670265 (L)
- 7350146670272 (XL)

Tillverkare: Intco Medical Products Co. Ltd.

CE Certifikat: 2777/15661-01/E00-00, CE 2777

Quality Certification Body: TÜV Rheinland GmbH, NB no. 0197

Notified Body: SATRA Technology Europe Ltd, NB no. 2777

Manufactured by




AMABILIA MEDICAL AB • VÄSTRA SÄRÖVÄGEN 83, 429 42 SÄRÖ, SWEDEN
TEL +46 31 755 21 00 • SALES@AMABILIAMEDICAL.COM • WWW.AMABILIAMEDICAL.COM



AMABILIA[®] PRO

MANUFACTURED BY  **INTCO**





Amabilia Pro tillverkas exklusivt av
Intco Medical Co. Ltd.

Världens största och ledande tillverkare
av högkvalitativa engångshandskar.

Komplett dokumentation
med certifikat och testrapporter
erbjuds av oss på begäran.



AMABILIA MEDICAL