



INTCO Medicinskt Munskydd Typ IIR



Medicinsk/kirurgisk engångsmunskydd i högsta kvalitet. Ultraljudsvetsat för stark konstruktion och hållbarhet. Hudvänligt tyg, elastiska öronöglor och justerbar näsbygel för god passform och täthet. Bakteriell filtreringseffektivitet över 99,8%, med mycket hög stänk- och vätskeresistens.

Tillverkare:	Intco Medical Co. Ltd.
Skyddsklass:	Medicinsk Typ IIR
BFE:	≥99,8% bakteriefiltration
Storlek:	17,5 x 9,5 cm (exkl. öronöglor)
Material:	Non-woven, Melt-blown fabric
Färg:	Blå
Förpackning:	50 st/förp 40 förp/kartong (2 000 st) 800 förp/pall (40 000 st)
Förp storlek:	19 x 10 x 8 cm / 195 gr
Kartong storlek:	52 x 39 x 34 cm / 7,6 kg
HS code:	6307909815
Artikelnr:	PPLYIC03
EAN:	6972940813191

Standards:	EN 14683:2019+AC:2019 EN 1041:2008+A1:2013 EN ISO 13485:2016 EN ISO 14971:2019 EN ISO 15223-1:2016 EN ISO 11737-1:2018 ISO 10993-1:2018 ISO 10993-5:2009 ISO 10993-10:2010 ISO 22609:2004
EU förordning:	MDR (EU) 2017/745
CE certifikat:	CE 0197, DD 60144577
FDA certifikat:	3011391433, (k)510
Notified Body:	TÜV Rheinland GmbH, Germany

Komplett dokumentation med certifikat och testrapporter erbjuds på begäran

