



AMABILIA MEDICAL

OPHARM Medicinskt Munskydd Typ IIR



Medicinsk/kirurgisk engångsmunskydd i högsta kvalitet i en praktisk 50-förpackning, tillverkat i EU. Hudvänligt material, elastiska öronöglor och justerbar näsbygel för perfekt passform och täthet. Bakteriell filtreringseffektivitet över 99,8%, med mycket hög stänk- och vätskeresistens.

Artikelnr:	PPLYOPT50
Förpackning:	50 st / 19,2x9,6x9,6 cm / 160 gr
Kartong:	24 förp (1200 st) / 40x40x30 cm / 5 kg
Pall:	864 förp (43 200 st) / 120x80x195 cm / 190 kg
EAN:	5904302082878

Tillverkare:	Opharm Sp. z o.o. Tillverkade i EU, Polen
Skyddsklass:	Medicinsk Typ IIR
BFE:	≥99,8% bakteriefiltration
Storlek:	17,5 x 9,5 cm (exkl. öronöglor)
Material:	Non-woven, Melt-blown fabric
Färg:	Turkos
CE certifikat:	CE 2575
Notified Body:	INTERTEK Italia S.p.A.

Standards:	EN 14683:2019+AC:2019 EN ISO 13485:2016+AC:2018 EN 1041:2008+A1:2013 EN ISO 14971:2012 EN ISO 15223-1:2016 ISO 10993-1:2009+AC:2010 EN 62336-1:2015
EU förordning:	MDR (EU) 2017/745 REACH (EU) 1907/2006

Komplett dokumentation med certifikat och testrapporter erbjuds av oss på begäran

AMABILIA MEDICAL AB

VÄSTRA SÄRÖVÄGEN 83, 429 42 SÄRÖ, SWEDEN • TEL +46 31 755 21 00 • SALES@AMABILIAMEDICAL.COM • WWW.AMABILIAMEDICAL.COM