

Nitrilhandske Diamond – Svart



Mycket kraftiga nitrilhandskar för extra tuffa tag, cirka dubbelt så tjocka jämfört med standard undersökningshandskar. Den heltäckande diamantstrukturen både på handskaernas fingrar och handflata ger enastående grepp i både vått och torrt, optimala för oljiga och glatta ytor. Mycket hög kvalitet med suverän elasticitet samt utmärkt slitstyrka och punkteringsmotstånd. Både medicinskt säkerhetsklassade för skydd mot virus, bakterier, mikroorganismer och extra hög kemikalieresistans, samt godkända för all typ av livsmedelshandtering. Ergonomiskt utformade för perfekt passform och komfort vid långvarig användning.

Specifikationer: AQL 1.5, Medical Grade, Food Grade, kemikalieresistent, ambidexter, puderfria, latexfria, silikonfria, ftalatfria

Standarder & Certifieringar:

- PPE Reg. (EU) 2016/425, Cat III
- MDR Reg. (EU) 2017/745, Class I
- FOOD Reg. (EC) 1935/2004 / (EU) 10/2011
- REACH (EU) 1907/2006
- EN 374-1 / 374-2 / 374-4 / 374-5
- EN 16523-1:2015+A1:2018
- EN 21420:2020
- EN 455-1 / EN 455-2 / EN 455-3 / EN 455-4
- EN ISO 16604:2004
- EN 1186 / EN 13130 / DIN 10955
- ISO 10993-1 / 10993-10 / 10993-11 / 10993-23
- ASTM D6319 / D6978 / D7160 / F1671
- ISO 13485:2016 / ISO 14971:2019
- ISO 15223-1:2016 / ISO 20417:2021
- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

Material: Nitril (NBR)

Färg: Black

Textur: Diamantstruktur

Krage: Normal, rullad kant

Storlekar: M-XL (8-10)

Tjocklek, finger: 0,21 mm

Tjocklek, handflata: 0,19 mm

Tjocklek, krage: 0,10 mm

Vikt (stl M): 8,0 g

Längd (stl M): ≥ 240 mm

Bredd (stl M): 95 ±10 mm

Artikelnr:

- PGL105033 (M)
- PGL105034 (L)
- PGL105035 (XL)

Packinfo:

- 50 st/förp
- 10 förp/kartong (500 st)
- 800 förp/pall (40 000 st)
- 14 400 förp/20GP container
- 33 000 förp/40HQ container

Kartong, mått: 33x27x25 cm

Kartong, vikt: 4,5-5,0 kg

Hållbarhet: 5 år

EAN:

- 7350146670531 (M)
- 7350146670548 (L)
- 7350146670555 (XL)

Tillverkare: Intco Medical Products Co. Ltd.

CE Certifikat: 2777/24073-01/E00-00, CE 2777

Quality Certification Body: Intertek Certification Limited, UKAS no. 014

Notified Body: SATRA Technology Europe Ltd, NB no. 2777





Amabilia® Safe tillverkas exklusivt av

Intco Medical Co. Ltd.

Världens största och ledande tillverkare
av högkvalitativa engångshandskar.

Komplett dokumentation
med certifikat och testrapporter
erbjuds av oss på begäran.