

Nitrilhandske Power Long – Blå



Långa nitrilhandskar av absolut yttersta kvalitet. Extra tåliga, ca 40% tjockare jämfört med standard undersökningshandskar, och den extra längden ger ett tryggt skydd ända upp till halva underarmen. Mycket hög elasticitet samt utmärkt slitstyrka och punkteringsmotstånd. Både medicinskt säkerhetsklassade för skydd mot virus, bakterier, mikroorganismer och olika kemikalier, även godkända vid användning av cytostatika, samt för livsmedelshantering. Ergonomiskt utformade för perfekt passform, samt mikrotexturerade fingertoppar för förbättrat grepp i både vått och torrt.

Specifikationer: AQL 1.5, Medical Grade, Food Grade, ambidexter, mikrotexturerade, puderfria, latexfria, silikonfria, ftalatfria

Standarder & Certifieringar:

- PPE Reg. (EU) 2016/425, Cat III
- MDR Reg. (EU) 2017/745, Class I
- FOOD Reg. (EC) 1935/2004 / (EU) 10/2011
- REACH (EU) 1907/2006
- EN 374-1 / 374-2 / 374-4 / 374-5
- EN 16523-1:2015+A1:2018
- EN 21420:2020
- EN 455-1 / EN 455-2 / EN 455-3 / EN 455-4
- EN ISO 16604:2004
- EN 1186 / EN 13130 / DIN 10955
- ISO 10993-1 / 10993-10 / 10993-11
- ASTM D6319 / D6978 / D7160 / F1671
- ISO 13485:2016 / ISO 14971:2019
- ISO 15223-1:2016 / ISO 20417:2021
- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

Material: Nitril (NBR)

Färg: Vit

Krage: Lång, rullad kant

Storlekar: S-XL (7-10)

Tjocklek, finger: 0,15 mm

Tjocklek, handflata: 0,10 mm

Tjocklek, krage: 0,08 mm

Vikt (stl M): 6,5 g

Längd (stl M): ≥ 290 mm

Bredd (stl M): 95 ±10 mm

Artikelnr:

- PGL104012 (S)
- PGL104013 (M)
- PGL104014 (L)
- PGL104015 (XL)

Packinfo:

- 100 st/förp
- 10 förp/kartong (1 000 st)
- 560 förp/pall (56 000 st)
- 11 000 förp/20GP container
- 23 500 förp/40HQ container

Kartong, mått: 37x29x29 cm

Kartong, vikt: 6,5-8,0 kg

Hållbarhet: 5 år

EAN:

- 7350146670449 (S)
- 7350146670456 (M)
- 7350146670463 (L)
- 7350146670470 (XL)

Tillverkare: Intco Medical Products Co. Ltd.

CE Certifikat: 2777/17447-03/E00-00, CE 2777

Quality Certification Body: Intertek Certification Limited, UKAS no. 014

Notified Body: SATRA Technology Europe Ltd, NB no. 2777





Amabilia[®] Safe tillverkas exklusivt av

Intco Medical Co. Ltd.

Världens största och ledande tillverkare
av högkvalitativa engångshandskar.

Komplett dokumentation
med certifikat och testrapporter
erbjuds av oss på begäran.