

# Amabilia Pro Nitrilhandskar – Blå



Nitrilhandskar av absolut yttersta kvalitet med överlägsen elasticitet, hållbarhet och taktill känslighet, samt utmärkt slitstyrka och punkteringsmotstånd. Både medicinskt säkerhetsklassade för skydd mot bakterier, virus, mikroorganismer och olika kemikalier, även godkända för användning vid kemoterapi/cytostatika, samt för livsmedelshandling. Ergonomiskt utformade för perfekt passform, samt mikrotexturerade fingertoppar för förbättrat grepp i både vått och torrt.

**Specifikationer:** AQL 1.5, Medical Grade, Food Grade, ambidexter, mikrotexturerade, puderfria, latexfria, silikonfria, ftalatfria

## Standarder:

- EN 374-1,2,3,4,5
- EN 455-1,2,3,4
- EN 16523-1:2015+A1:2018
- EN 420:2003+A1:2009
- EN 21420:2020
- EN 1186 / EN 13130 / DIN 10955
- EN ISO 16604
- ASTM D6319 / D6978 / D7160
- ASTM D412 / D5151 / F1671
- PPE Reg. (EU) 2016/425, Cat III
- MDR Reg. (EU) 2017/745, Class I
- FOOD Regulation (EU) 10/2011
- REACH (EU) 1907/2006

## Ackrediteringar:

- ISO 13485
- ISO 9001

**Material:** Nitril (NBR)

**Färg:** Blå

**Krage:** Rullad kant

**Storlekar:** XS-XL (6-10)

**Tjocklek, finger:** 0,10 mm

**Tjocklek, handflata:** 0,08 mm

**Tjocklek, krage:** 0,07 mm

**Vikt (stl M):** 3,5 g

**Längd (stl M):**  $\geq 240$  mm

**Bredd (stl M):**  $95 \pm 5$  mm

## Artikelnr:

- PGL101021 (XS)
- PGL101022 (S)
- PGL101023 (M)
- PGL101024 (L)
- PGL101025 (XL)

## Packinfo:

- 100 st/förp
- 10 förp/kartong (1 000 st)
- 800 förp/pall (80 000 st)
- 15 000 förp/20GP container
- 32 000 förp/40GP container
- 35 000 förp/40HQ container

**Kartong, mått:** 32x26x25 cm

**Kartong, vikt:** 4,0-5,1 kg

**Hållbarhet:** 5 år

## EAN:

- 7350146670050 (XS)
- 7350146670067 (S)
- 7350146670074 (M)
- 7350146670081 (L)
- 7350146670098 (XL)

**Tillverkare:** Intco Medical Products Co. Ltd.

**CE Certifikat:** 2777/14815-02/E00-00, CE 2777

**Quality Certification Body:** TÜV Rheinland GmbH, NB no. 0197

**Notified Body:** SATRA Technology Europe Ltd, NB no. 2777

Manufactured by




AMABILIA MEDICAL AB • VÄSTRA SÄRÖVÄGEN 83, 429 42 SÄRÖ, SWEDEN  
TEL +46 31 755 21 00 • SALES@AMABILIAMEDICAL.COM • WWW.AMABILIAMEDICAL.COM



# AMABILIA® PRO

MANUFACTURED BY  **INTCO**





**AMABILIA<sup>®</sup> PRO**

MANUFACTURED BY  **INTCO**



**High tensile strength  
and elasticity, with  
durable soft feel**



**Textured fingertips,  
non-slip and improved  
wet and dry grip**





Amabilia Pro tillverkas exklusivt av  
**Intco Medical Co. Ltd.**

Världens största och ledande tillverkare  
av högkvalitativa engångshandskar.

Komplett dokumentation  
med certifikat och testrapporter  
erbjuds av oss på begäran.



**AMABILIA MEDICAL**