

Amabilia Pro Nitrilhandskar – Rosa



CE 2777



Nitrilhandskar av absolut yttersta kvalitet med överlägsen elasticitet, hållbarhet och taktill känslighet, samt utmärkt slitstyrka och punkteringsmotstånd. Både medicinskt säkerhetsklassade för skydd mot bakterier, virus, mikroorganismer och olika kemikalier, även godkända för användning vid kemoterapi/cytostatika, samt för livsmedelshandling. Ergonomiskt utformade för perfekt passform, samt mikrotexturerade fingertoppar för förbättrat grepp i både vått och torrt.

Specifikationer: AQL 1.5, Medical Grade, Food Grade, ambidexter, mikrotexturerade, puderfria, latexfria, silikonfria, ftalatfria

Standarder:

- EN 374-1,2,3,4,5
- EN 455-1,2,3,4
- EN 16523-1:2015+A1:2018
- EN 420:2003+A1:2009
- EN 21420:2020
- EN 1186 / EN 13130 / DIN 10955
- EN ISO 16604
- ASTM D6319 / D6978 / D7160
- ASTM D412 / D5151 / F1671
- PPE Reg. (EU) 2016/425, Cat III
- MDR Reg. (EU) 2017/745, Class I
- FOOD Regulation (EU) 10/2011
- REACH (EU) 1907/2006

Ackrediteringar:

- ISO 13485
- ISO 9001

Material: Nitril (NBR)

Färg: Rosa

Krage: Rullad kant

Storlekar: XS-XL (6-10)

Tjocklek, finger: 0,10 mm

Tjocklek, handflata: 0,08 mm

Tjocklek, krage: 0,07 mm

Vikt (stl M): 3,5 g

Längd (stl M): ≥ 240 mm

Bredd (stl M): 95 ± 5 mm

Artikelnr:

- PGL101041 (XS)
- PGL101042 (S)
- PGL101043 (M)
- PGL101044 (L)
- PGL101045 (XL)

Packinfo:

- 100 st/förp
- 10 förp/kartong (1 000 st)
- 800 förp/pall (80 000 st)
- 15 000 förp/20GP container
- 32 000 förp/40GP container
- 35 000 förp/40HQ container

Kartong, mått: 32x26x25 cm

Kartong, vikt: 4,0-5,1 kg

Hållbarhet: 5 år

EAN:

- 7350146670159 (XS)
- 7350146670166 (S)
- 7350146670173 (M)
- 7350146670180 (L)
- 7350146670197 (XL)

Tillverkare: Intco Medical Products Co. Ltd.

CE Certifikat: 2777/14815-02/E00-00, CE 2777

Quality Certification Body: TÜV Rheinland GmbH, NB no. 0197

Notified Body: SATRA Technology Europe Ltd, NB no. 2777

Manufactured by





AMABILIA MEDICAL AB • VÄSTRA SÄRÖVÄGEN 83, 429 42 SÄRÖ, SWEDEN
TEL +46 31 755 21 00 • SALES@AMABILIAMEDICAL.COM • WWW.AMABILIAMEDICAL.COM



AMABILIA[®] PRO

MANUFACTURED BY  **INTCO**





Amabilia Pro tillverkas exklusivt av
Intco Medical Co. Ltd.

Världens största och ledande tillverkare
av högkvalitativa engångshandskar.

Komplett dokumentation
med certifikat och testrapporter
erbjuds av oss på begäran.



AMABILIA MEDICAL