

Amabilia Pro Vinylhandskar – Transparent



CE 2777



Kvalitetshandske i ett starkt, mjukt och smidigt vinylmaterial av främsta kvalitet. Mycket högt skydd, till maximal kostnads-effektivitet, för ett stort antal olika användningsområden. Både medicinsk säkerhetsklassning för skydd mot bakterier, virus, mikroorganismer och olika kemikalier, samt även godkända för livsmedelshandtering. Väldigt hög hållbarhet med god slitstyrka. Ergonomiskt utformade för fin och skön passform samt bra känslighet.

Specifikationer: AQL 1.5, Medical Grade, Food Grade, ambidexter, puderfria, latexfria, silikonfria, ftalatfria

Standarder:

- EN 374-1,2,3,4,5
- EN 455-1,2,3,4
- EN 16523-1:2015+A1:2018
- EN 420:2003+A1:2009
- EN 388 / EN ISO 6401 / EN 1122
- EN 1186 / EN 13130 / DIN 10955
- EN ISO 16604
- ASTM D412/D5151/D5250/D7160
- PPE Reg. (EU) 2016/425, Cat III
- MDR Reg. (EU) 2017/745, Class I
- FOOD Regulation (EU) 10/2011
- REACH (EU) 1907/2006

Ackrediteringar:

- ISO 13485
- ISO 9001

Material: Vinyl

Färg: Transparent

Krage: Rullad kant

Storlekar: S-XL (7-10)

Tjocklek, finger: 0,10 mm

Tjocklek, handflata: 0,08 mm

Tjocklek, krage: 0,06 mm

Vikt (stl M): 4,5 g

Längd (stl M): \geq 240 mm

Bredd (stl M): 95 \pm 10 mm

Artikelnr:

- PGL301002 (S)
- PGL301003 (M)
- PGL301004 (L)
- PGL301005 (XL)

Packinfo:

- 100 st/förp
- 10 förp/kartong (1 000 st)
- 800 förp/pall (80 000 st)
- 15 000 förp/20GP container
- 32 000 förp/40GP container
- 35 000 förp/40HQ container

Kartong, mått: 32x26x25 cm

Kartong, vikt: 5,0-6,5 kg

Hållbarhet: 5 år

EAN:

- 7350146670289 (S)
- 7350146670296 (M)
- 7350146670302 (L)
- 7350146670319 (XL)

Tillverkare: Intco Medical Products Co. Ltd.

CE Certifikat: 2777/11030-03/E00-00, CE 2777

Quality Certification Body: TÜV Rheinland GmbH, NB no. 0197

Notified Body: SATRA Technology Europe Ltd, NB no. 2777

Manufactured by





AMABILIA[®] PRO

MANUFACTURED BY  **INTCO**





Amabilia Pro tillverkas exklusivt av
Intco Medical Co. Ltd.

Världens största och ledande tillverkare
av högkvalitativa engångshandskar.

Komplett dokumentation
med certifikat och testrapporter
erbjuds av oss på begäran.



AMABILIA MEDICAL